

# Vergelijk de beste AED's

Zoll AED plus



Cardiac Science Powerh G3



Philips Heartstart HS-1 AED



Medtronic CR plus



## Voor- en Nadelen

Voordelen



Nadelen



Kan door iedereen en zonder training gebruikt worden



## Gebruiksgemak van de AED

Zoll

Cardiac

Philips

Medtronic

AED gaat makkelijk open en is klaar voor gebruik



AED kan op iedere ondergrond gebruikt worden



Tempo van instructie past zich aan de gebruiker aan



AED Interface (scherm of stem)



## Medische specificaties van de AED

Zoll

Cardiac

Philips

Medtronic

AED meet de scherpste medische waarden



Binnen 10s analyse uitvoeren én een schok toedienen



Aantal seconden voor shock (analyse + charge tijd)

15.6 sec

16.9 sec

8.1 sec

22.1 sec

Nieuwste technologie op gebied van schoktoediening



AED heeft pacemaker detectie



AED heeft een bewegingssensor tijdens de analyse



## Reanimatie begeleiding

Zoll

Cardiac

Philips

Medtronic

AED geeft reanimatie instructie (ERC 2010 protocol)



Reanimatie begeleiding met metronoom (100 pm)



Reanimatie feedback



## Betrouwbaarheid en zekerheid AED

Zoll

Cardiac

Philips

Medtronic

Dagelijkse zelftest AED



Dagelijkse zelftest batterijen



Dagelijkse zelftest pads



Advies verkoopprijs (excl. 6% BTW)

€1.795,-

€1.850,-

€1.370,-

€1.750,-

Website

www.zoll.nl

www.cardiascience.com

www.procardio.nl

www.medtronic.nl

Meer info

Meer info

Meer info

Meer info